

**UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
DEPTO. DE ODONTOLOGÍA CONSERVADORA
ÁREA DE ENDODONCIA**

DIENTES PRECLÍNICO ENDODONCIA 2014.

- Para realizar las 5 cavidades de acceso:

1 Incisivo Superior Central o Lateral
1 Premolar Superior
1 Premolar Inferior
1 Canino Superior o Inferior
1 Incisivo Inferior Central o Lateral

Los dientes para estas cavidades de acceso deben ser montados en modelos de yeso. (El montaje se explica en apunte anexo)

- Para realizar las 4 cavidades de acceso en molares:

2 Molares Superiores (No puede ser tercer molar)
2 Molares Inferiores (No puede ser tercer molar)

- Para realizar los 3 tratamientos de endodoncia:

Incisivos Central o Lateral Superiores, Incisivos Central o Lateral Inferiores, Premolares Superiores o Inferiores o Caninos Superiores o Inferiores, uno de ellos con raíz curva. Dos de estos dientes deben montarse en yeso preparado con aserrín en una caja de cera.

- Para realizar la prueba práctica habilitadora para la clínica (tratamiento completo en una sesión)

1 diente (Incisivos Central o Lateral Superiores, Incisivos Central o Lateral Inferiores, Premolares Superiores o Inferiores o Caninos Superiores o Inferiores)

TOTAL MÍNIMO DE DIENTES: 13 dientes

Todos los dientes deben contar con una radiografía previa. Los dientes deben tener cámara y canal visible a la radiografía, en el caso de los premolares inferiores no pueden presentar canal bifurcado, pueden presentar caries y/o obturaciones de tamaño pequeño, excepto los dientes que serán usados para las 5 cavidades de acceso y la prueba práctica. Se debe considerar tener dientes de reemplazo por errores al realizar cada una de las etapas de la terapia endodóntica.

ALMACENAMIENTO Y DESINFECCION DE LOS DENTES

Se mantendrán en una solución de formalina Buffer al 10% hasta su proceso de desinfección y conservación que consiste en:

1. Hervir los dientes en un recipiente tapado durante 30 minutos en un volumen suficiente (un litro) de agua corriente 50%, hipoclorito de sodio 50%.
2. Colar los dientes una vez hervidos, lavarlos con cepillo y detergente para eliminar los posibles restos de tejidos adheridos.
3. Enjuagar abundantemente y escurrir sobre papel absorbente.
4. Sumergir los dientes en solución hidratante (agua oxigenada de 10 volúmenes 50% y glicerina 50%) hasta el momento de ser utilizados.